

## INSTRUÇÃO DE USO: LPMF

**LPMF / Solução de Hexafluorine®:**

**Solução de lavagem de emergência para projeções de ácido hidrófluorídrico e seus derivados fluorados ácidos nos olhos.**

Você adquiriu solução de Hexafluorine® lava olhos portátil (ou em estação mural), agradecemos por sua confiança em nossos produtos.

**O QUE É LPMF?**

LPMF é uma solução de lavagem ocular contendo 500 mL da solução de Hexafluorine®. É designada para a lavagem ocular em caso de acidente por projeções de ácido hidrófluorídrico (HF) e/ou seus derivados fluorados ácidos e deve ser utilizada dentro dos 60 primeiros segundos após o acidente.

**INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LPMF:**

Os 500 mL da solução ocular de Hexafluorine® (LPMF) permitem uma lavagem ocular nos primeiros 60 segundos após o acidente químico. **O frasco LPMF deve estar disponível perto de áreas de risco e podem ser instalados na áreas de produção e laboratório.**

**PROTOCOLO RECOMENDADO PARA A MÁXIMA EFICÁCIA:**

O LPMF é indicado como primeira resposta emergencial para lavagem ocular.

A eficácia do LPMF vem das propriedades ativas da solução de Hexafluorine®, especialmente desenvolvido para o duplo perigo do ácido hidrófluorídrico que é corrosivo e tóxico.

Em caso de acidente, é recomendado o uso de todo o conteúdo do LPMF no olho.

**Recomendações Gerais**

O LPMF deve ser utilizado como primeira solução e primeira resposta. Uma lavagem preliminar com água leva a um atraso na aplicação da solução de Hexafluorine® e conseqüentemente uma diminuição da sua eficácia. Se a solução de Hexafluorine® não estiver disponível no momento, não demorar para lavar com água.

Não exceder o prazo de validade indicado na embalagem.

O LPMF deve ser usado como solução de lavagem ocular e não como banho ocular.

O LPMF deve também ser usado em lavagem contínua de acordo com o protocolo da Prevor, mesmo se houver redução de dor.

**Âmbito de eficácia e limitações da solução de Hexafluorine®**

A solução de Hexafluorine® possibilita interromper a penetração e o desenvolvimento de lesões devido ao ácido hidrófluorídrico e seus derivados ácidos dentro do primeiro minuto. É igualmente efetiva para a maioria dos ácidos.

Caso exista um risco diversificado (bases, ácidos, óxido-redutores e solventes), recomendamos utilizar a

solução Diphoterine®, uma solução de lavagem polivalente para todos os tipos de projeções de produtos químicos.

**O que fazer se a lesão já se desenvolveu, ou se a intervenção ocorrer após 60 segundos?**

Após 60 segundos, a lesão já poderá ter desenvolvido. A lavagem numa lesão já desenvolvida auxiliará a implementação de tratamento secundário. Hexafluorine® também se mostrou benéfica em casos de lavagem tardia. Neste caso recomendamos dar sequencia a lavagem usando-se a solução Hexafluorine® idealmente de 3 a 5 vezes o tempo de contato com o agressivo. No entanto, não é recomendado continuar a lavagem ocular por mais de 15 minutos. De acordo com o protocolo médico da companhia, um antídoto específico pode ser aplicado.

**Conservação e manutenção**

Quando possível, o LPMF deve ser armazenado em local seco, distante de fontes de calor intenso. Também é recomendado não expor o produto a temperaturas congelantes porque a solução pode congelar e não estar pronta para uso. No entanto, não há perda de efetividade quando a solução de Hexafluorine® descongelar. A faixa de temperatura ideal na qual o produto deve ser utilizado é 15 e 35 °C. O produto deve ser substituído na data de validade indicado no rótulo ou antes dela.

**Toxicologia**

A solução de Hexafluorine® é não irritante, não alergênica e não tóxica.



Fabricado por:  
Prevor – F95 – Valmondois – França – [www.prevor.com](http://www.prevor.com)  
Distribuído no Brasil por:

Globaltek Ltda

Rua Ilhéus, 268, Rio Vermelho – Salvador – BA. CEP: 41940-570.

Tel: (71) 3334-5556 – [www.globaltek.com.br](http://www.globaltek.com.br) – [globaltek@globaltek.com.br](mailto:globaltek@globaltek.com.br)

Resp.Técnico: Mário G.K. Monteiro – CRQ 07100002

Reg. ANVISA nº: 80260810002

**03905063/0001-85**

**GLOBALTEK  
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

Rua Ilhéus, nº 268 - Rio Vermelho  
CEP 41940-570

**SALVADOR - BA**

**Mário Gilberto Kool Monteiro  
Responsável Técnico  
CRQ-BA 07100002 - 7.ª Região**